

Desinfektionsreiniger Konzentrat 5 l

Artikelnummer: 204029



Produktbeschreibung

- Flüssigkonzentrat wirkt bakterizid, fungizid, und viruzid,
- Die Kombination des Wirkstoffes mit kationischen sowie amphoteren Tensiden bewirkt eine gute Reinigungswirkung auf allen Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung
- Geprüft in Übereinstimmung mit den Anforderungen der DIN EN 12760 (Hygiene e. V.).

Ergänzende Pflege zum ESD-MultiCleaner für die Reinigung von nicht leitenden, abwaschbarer (wasserbeständiger) Oberflächen und Gegenstände (B...

Technische Daten

- VAH-geprüft und gelistet

- Inhaltsstoffe: unter 5% kationische Tenside, u
Desinfektionsmittel quaternäre
- Ammoniumverbindungen, Benzyl - C12-18-alkyldimet
- pH-Wert: ca. 10 (Konzentrat)
- ADR: UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER LÜSSIGER STO
Ammoniumverbindungen, Benzyl - C - (C12-18) - alkyldi
UMWELTGEÄHRDEND, 8, II, (E).
- CLP: GHS05 Gefahr. Enthält quaternäre Ammonium
alkyldimethyl.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut u
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschu
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Ein
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach M
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters ge
- nationalen/internationalen Vorschriften.
- Giscode: GD 40 (Produktcode für Reinigungs- un